

NemoStudio Family 2D

Requisitos técnicos mínimos recomendados para su ejecución

Sistema Operativo	Mínimo: Windows 7 Service Pack 1, 8.x, 10 en versión Professional y 32 bits. Recomendado: Windows 10 Professional 64 bits.
Procesador	Mínimo: Intel Core i3, i5. Recomendado: Intel Core i7 a 2.8Ghz.
Memoria RAM	Mínimo: 2 Gb. Recomendado: 4 Gb.
Tarjeta Gráfica	Mínimo: Tarjeta tipo GPU con 1 Gb mínimo de VRAM total dedicada. Recomendado: Tarjeta tipo GPU con 2GB VRAM dedicados (se recomienda NVIDIA ya que son las más testeadas).
Espacio Disco	Entre 3 y 5 Gb para la instalación del software. Se necesitará espacio adicional, según el volumen de los casos que se aborden.
Configuración de Firewall	Permitir acceso a Comunicación TCP/IP a los ejecutables NemoServer.exe y NemoStudio.exe
Velocidad (wired or wireless)	En Instalaciones en Red Local. Mínimo 1 Gb. Velocidad de internet ADSL 50 MB.
Acceso a Internet	Sí, obligatorio para el control de licencias.
Mouse	Se recomienda encarecidamente su uso con 3 botones y botón central tipo rueda.
Ordenadores Apple Macbook, iMac	Bootcamp (Windows nativo) para máximas prestaciones. Máquina virtual ejecutando Windows. Se recomienda utilizar Parallels. Es aconsejable configurar la máquina virtual con los requisitos de Windows indicados más arriba.