

## NemoStudio Family 3D

Requisitos técnicos mínimos recomendados para su ejecución

<b>Sistema Operativo</b>	<p><b>Mínimo:</b> Windows 7 Service Pack 1, 8.x, 10 en versión Professional y 32 bits.</p> <p><b>Recomendado:</b> Windows 10 Professional 64 bits.</p>
<b>Procesador</b>	<p><b>Mínimo:</b> Intel Core i7 a 2,8 Ghz.</p>
<b>Memoria RAM</b>	<p><b>Mínimo:</b> 4 Gb.</p> <p><b>Recomendado:</b> 8 Gb.</p>
<b>Tarjeta Gráfica</b>	<p><b>Mínimo:</b> Tarjeta tipo GPU con 2 Gb mínimo de VRAM total dedicada (se recomienda NVIDIA ya que son las más testadas).</p>
<b>Espacio Disco</b>	<p><b>5 Gb</b> para la instalación del software. Se necesitará espacio adicional, según el volumen de los casos que se aborden.</p>
<b>Configuración de Firewall</b>	<p>Permitir acceso a Comunicación TCP/IP a los ejecutables NemoServer.exe y NemoStudio.exe</p>
<b>Velocidad de red (wired or wireless)</b>	<p>En Instalaciones en Red Local. <b>Mínimo 1 Gb.</b> Velocidad de internet ADSL 50 MB.</p>
<b>Acceso a Internet</b>	<p>Sí, obligatorio para el control de licencias (id virtual).</p>
<b>Mouse</b>	<p>Se recomienda encarecidamente su uso con 3 botones y botón central tipo rueda.</p>
<b>Ordenadores Apple Macbook, iMac</b>	<p><b>Bootcamp (Windows nativo)</b> para máximas prestaciones. <b>Máquina virtual ejecutando Windows.</b> Se recomienda utilizar Parallels. Es aconsejable configurar la máquina virtual con los requisitos de Windows indicados más arriba.</p>